



Impftrainer zum Umschnallen für IM und intradermale Injektion



Dieser Trainer ermöglicht

die Übung der intramuskulären Injektion, wie diese z. B. typischerweise beim Impfen gemacht wird. Das Modell ist als Impftrainer verwendbar, aber auch als normaler IM Injektionstrainer sowie als subkutaner Injektionstrainer.

Der Trainer kann umgeschnallt werden und simuliert dann einen menschlichen Oberarm. Eine simulierte und gut tastbare Schulteranatomie dient als Landmarke für die Punktion. Die Rückseite des Trainers ist durchstichsicher, so dass keine Gefahr für den "Patienten" besteht.

Die Injektion kann mit normalen Nadeln und Spritzen erfolgen, die Injektion von Flüssigkeit ist möglich. Das Modell ist zerlegbar, so dass nach der Übung leicht die Flüssigkeit wieder entfernt werden kann.

Durch das neuartige Material fühlt sich der Arm lebensecht an und die Punktionstellen sind nicht sichtbar, so dass viele hundert Punktionen möglich sind, bevor der Impftrainer ersetzt werden muss.

Produkteigenschaften:

- Intramuskuläre Injektion
- Subkutane Injektion
- Injizieren von Flüssigkeit
- Anatomische Landmarken
- Hochwertiges Material

Größe: 17,5 x 8,5 x 5,0 cm
Gewicht: 300 g



ERLER ZIMMER

Hauptstr. 27 · D-77886 Lauf
Tel.: (+49) 7841 / 6003-0
info@erler-zimmer.de
www.erler-zimmer.de